


アースライト社 カレス・フェイス・クラドル ユーザーガイド

この度はアースライト社のカレス・フェイス・クラドルをお買い上げ頂きありがとうございます。こちらの商品は弊社が独自に開発した画期的なフェイス・クラドルで、8枚のペダルがクライアントの顔の形に合わせ自在に動き、最高の心地良さを提供いたします。あごの部分もオープンになっているので圧をかけたときにクライアントのあごがぶつかることもありません。また、クッションも弊社独自のフォームフィット・メモリークッションを使用し、圧迫感なく施術が受けられるよう工夫されています。ご意見やご質問などございましたらお近くの代理店までお問い合わせください。



<カレスの使用法>

カレスは下図のように格納されておりますので、まず、シルバー棒を外しセットしてください。棒は穴に差し込んだ後横へ回し固定してください(写真右)。



カレスのセットアップが終わったら、テーブルのヘッドレスト差込口へ差し込んでください(右図)。そして、レバーを使いロックを解除してから高さや角度を調節してください。カレスは、自分に合った高さや角度へ調節することによって、更なる快適が得られるようデザインされております。調節が済んだらレバーをロックし固定して下さい。レバーをロックする際は指を挟まないようお気をつけ下さい。



また、クッションは取り外し可能で滑り止めも付いておりますので、ご希望の幅へ調整頂き顔を乗せた時点で、圧力がかかり外れないように工夫されております。ヘッドレストを外す際は軽く上に持ち上げるように引いて頂ければ簡単に外すことが出来ます。

